



CAD/CAM брекеты #длятебя

+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++



14
дней
изготовление
системы

+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++

Индивидуальная брекет-система премиум-класса FitFree с виртуальным планированием. Благодаря уникальным технологическим решениям время лечения сокращается на 30%

Уникальные технологии

На основе компьютерной томографии и цифровых моделей челюстей создаются брекететы, которые подходят конкретному пациенту. Наша система имеет индивидуальные параметры основания брекетов, торк и агуляцию - индивидуальную пропись.

3D-моделирование

С помощью специального программного обеспечения мы точно прогнозируем процесс лечения, учитывая движения корней и положение элементов ВНЧС.

Безникелевые металлические брекететы FitFree с металлическим лигирующим механизмом и индивидуальной прописью для каждого.

Микровыступы на поверхностях паза уменьшают трение и исключают заклинивание дуги даже при использовании полноразмерной дуги .021" x .025".

Истинная техника прямой дуги. Точное и быстрое перемещение зубов.



Ni free

Не содержит никель

100%

Максимальная точность

Гипоаллергенные материалы

Брекет-система FitFree изготовлена из медицинского безникелевого CoCr-сплава. Установочные шаблоны для непрямого приклеивания производится из биосовместимого пластика.



Максимальная точность установки

Использование спроектированных установочных шаблонов для непрямого приклеивания, позволяет точно установить брекет на заданное расстояние от режущей кромки зуба.

Выгодные условия

Перед изготовлением вашего заказа мы создаем SetUP – виртуальную модель результата лечения. Вы согласовываете SetUP со своим пациентом. Далее мы проектируем и изготавливаем брекет-системы с установочными шаблонами. Благодаря цифровому моделированию вы видите конечный результат до начала лечения.



Гарантия от поломок

На все металлические изделия в течение всего курса лечения. Отклеенный или утерянный брекет изготавливаем бесплатно по сохраненным файлам.



Быстрое изготовление

Заказанная вами брекет-система будет изготовлена за 14 дней - это в 4 раза быстрее существующего аналога.



Доставка по России

Заказы по России доставляются курьерской службой.
Заказы в Москве доставляют наши собственные курьеры.


Удобные в работе шаблоны для непрямой фиксации

Биосовместимый материал, равномерно пропускающий ультрафиолетовое излучение для первичной полимеризации композита. Окончательная полимеризация происходит благодаря световым каналам, изготовленным в теле шаблона для каждого брекета. После полимеризации шаблон легко снимается.



Этап нивелировки уменьшается на 30%

Благодаря уникальным технологическим решениям, примененным при изготовлении брекета и его паза, время лечения сокращается в среднем на 30%.




3D

Виртуальная
модель

Удобное мобильное приложение и личный кабинет на сайте


Для согласования заказа мы предлагаем использовать личный кабинет на нашем сайте и удобное мобильное приложение, где вы можете посмотреть статус своего заказа и 3D-визуализацию.



Получите предложение

Для вашей клиники по работе с брекет-системой FitFree.

Отсканируйте QR-код и получите предложение.



О нас

Брекет-системы FitFree изготавливаются в лаборатории «ПУМПА лаборатория», принадлежащей группе компаний «Пумпа». Лаборатория имеет лицензию на ортодонтическую деятельность и патент на способ лечения с применением индивидуальных элементов брекет-системы (FitFree брекететы).

FitFree
Запатентованная
технология
FitFree

30+

Работаем в сфере
ортодонтии
с 1990 года

Высококласное оборудование

На производстве установлено немецкое, испанское и российское оборудование. При изготовлении используются современные CAD/CAM технологии.

Программное обеспечение

Для создания виртуальной модели лечения мы используем программное обеспечение с искусственным интеллектом.



На предприятии работает отдел технического контроля. Сотрудники ОТК проверяют каждый выполненный заказ и дают заключение о соответствии изделия международным стандартам качества ISO 13485. Без одобрения ОТК выполненный заказ не покидает стен лаборатории.



ОТЗЫВЫ



Глазатова Анастасия
Врач-стоматолог, ортодонт,
стоматолог ортопед

«На данный момент я успела зафиксировать две индивидуальные брекет-системы Fitfree. Заметила несколько ключевых факторов. Первое: очень удобно, что брекетки приходят в шаблонах,

которые разделены на секторы, что позволяет зафиксировать сразу несколько брекетов, не прилагая каких-либо усилий. Время фиксации сократилось вдвое за счёт того, что мне не надо тратить время на позиционирование брекета, всё, что нужно сделать – плотно прижать к зубам. Пациентам комфортно, так как в полости рта нет ничего лишнего. Второе: мне понравилось, что у каждого брекета определённая форма и толщина, в связи с чем нивелировка проходит намного быстрее, чем на обычных брекетах. Движение зубов осуществляется без каких-либо проблем, паз полностью отработывает. Ну и, конечно же, нужно уделить внимание мелочам – присылают весь комплект в чёрных коробках, дуги в коробке с лентой – люкс.»



Лемешев Алексей
Врач стоматолог-ортодонт,
стоматолог-ортопед

«Для меня главное преимущество – планирование. После диагностики пациента составляется план перемещений зубов, передаётся в лабораторию. Далее процесс визуализации и обсуждения, согласования

с пациентом. Индивидуальность каждого брекета, исходя из запланированного результата (торк, ангуляция, in/out), позволяет провести быструю нивелировку, уменьшить этап индивидуализации и закончить лечение в более короткие сроки. Индивидуальное лечение – это следующая ступень развития ортодонтического лечения, и оно доступно уже сейчас.»



Проскокова Светлана
Врач стоматолог-ортодонт, д.м.н.

«При выборе аппаратуры для пациента, я всегда предпочитаю индивидуальный подход, зависящий от клинической ситуации, но к сожалению на сегодняшний день все мы работаем с серийно изготовленными брекетами с заложенными

средними значениями ортодонтических параметров. Появление индивидуальной брекет-системы FitFree дало мне возможность достичь идеального эстетического и функционального результата лечения, в более короткие сроки. Пациент видит модель своей будущей улыбки ещё на этапе планирования лечения, брекетки изготавливаются с индивидуальными значениями торка и ангуляции при помощи CAD/CAM технологии. Фиксация аппаратуры происходит при помощи трансферных шаблонов, которые обеспечивают чёткое позиционирование брекетов на зубах и сокращают время фиксации аппаратуры. В случае если брекет отклеился, всегда можно заказать дубликат брекета. И ещё один плюс в работе с данной аппаратурой – на заключительных этапах не приходится тратить время на детализацию лечения, так как брекетки создаются с учётом индивидуальных параметров, так чтобы в конечном итоге зубы стояли в соответствии с запланированным положением.»



Калинина Анна
Врач стоматолог-ортодонт

«Работа на индивидуальной брекет-системе позволяет эксклюзивно для каждого пациента подобрать показатели торка и ангуляции, размер брекета. Благодаря CAD/CAM технологиям есть возможность произвести 3D моделирование

планируемого лечения и оценить положение корней зубов, при необходимости меняя параметры брекетов. Метод не прямой фиксации позволяет избежать неточностей в фиксации, что, в свою очередь, сокращает срок лечения. Но как и любая система, она не работает сама по себе! Качественная диагностика, знания и опыт врача в комплексе с новыми технологиями – ключ к здоровой и красивой улыбке вашего пациента в разы быстрее по сравнению с работой традиционной техникой!»



Мильченко Алексей
Врач стоматолог-ортодонт

«Несколько месяцев назад от фирмы «Пумпа» поступило предложение попробовать поработать новыми индивидуальными брекетами их собственной разработки, на что я с радостью согласился. После

проведения необходимых диагностических процедур, буквально через 10-12 дней была доставлена аппаратура в очень красиво упакованной коробочке стильного чёрного цвета. Шаблоны для не прямой фиксации идеально сели на зубы (очень удобно, что шаблоны уже были разделены на сегменты и это облегчает фиксацию). Брекеты очень чётко прилегают к поверхности зубов, особенно на 6-х, обеспечивая минимальный слой клея. Размер брекетов средний. Крылья брекетов необходимой и достаточной величины для уверенной фиксации как эластичной, так и металлической лигатуры плюс, если необходимо, легко зацепить чейн. В настоящее время пациент находится на этапе гранёных эластичных дуг (.017» x .025» на в/ч и н/ч) и брекетки прекрасно отработывают заложенные в них параметры.»



Червонный Павел
Врач стоматолог-ортодонт

«Заказ индивидуальных брекетов проходит в оговоренные сроки, лаборатория всегда на связи, сотрудники оперативно отвечают на вопросы. Брекеты и дуги приходят в презентабельной упаковке, приятно показать пациенту. Шаблон изготовлен из

пластичного материала, при фиксации плотно позиционируется на зубах. Брекеты небольшие и хорошо отполированы. Мы с пациенткой начали повторное лечение, по ее мнению новые брекетки более комфортные по сравнению с предыдущими (название брекетов неизвестно).»



Шевцова Анастасия
Врач стоматолог-ортодонт

«Брекеты удивили своей скоростью работы, а шаблоны для не прямой фиксации своим удобством. После этапа выравнивания зубов сделали наложение сканов полученного результата с первоначальным сетапом. Совмещение почти полное.

Приятно, когда ожидание и реальность совпали.»

Сделай 5 шагов к успеху

1 Заключи

договор с нашей лабораторией
ООО «Фортекс-Т» E-mail: lab@pumpagroup.ru
Тел.: +7 (495) 955-92-29 , +7 (495) 249-92-29



2 Подготовь

Подготовь и передай диагностические материалы
с заполненным бланком заказа представителю
лаборатории lab@pumpagroup.ru



3

Зарегистрируйся

Установи мобильное приложение
«ПУМПА лаборатория» и зарегистрируйся
в личном кабинете

App Store

Google Play



4 Получи

изготовленную брекет-систему с дугами

5 Установи

брекет-систему FitFree пациенту

Комплект поставки

20 брекетов + 8 замков-трубок, установленных
в шаблоны для непрямого приклеивания;

10 нитиноловых и стальных дуг на верхнюю
и нижнюю челюсть, упакованных
в индивидуальную упаковку;

2 напечатанные на принтере челюсти
пациента.



30%

Скидка на два
первых заказа



CAD/CAM-брекеты



ООО Фортекс-Т

115419, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр.1

Тел.: +7 (495) 955-92-29, +7 (495) 249-92-29

e-mail: lab@pumpagroup.ru

www.pumpalab.ru



Тел. +7 (495) 990-03-03

www.pumpagroup.ru